


MPP UNO-MPPウノ

自動ストロー分注・封印機・・・0.25cc、0.5ccストロー兼用



☀️ 特長

- ・コンパクトで頑丈、そして経済的な精液生産に。すべての動物種にご利用いただけます。
- ・0.25cc、および0.5ccストローへの分注が可能です。
- ・1サイクルに1本分注します。とくに分量の少ない精液や貴重な精液分注に最適です。

：製品概要

- ・MPPウノは1サイクルにストロー1本に分注・封印を行います。ストローは超音波圧接で封印します。
- ・0.25ccストロー分注と0.5cc分注の切り換えは、部品交換の必要がなく簡単な調節のみで行えます。ストローホッパーの容量は0.25ccストローは2,200本、0.5ccストローでは1,300本です。
- ・コンパクトで場所をとりません。真空ポンプと圧力コントローラーは機械本体に統合されています。ウルトラサウンドジェネレーターは本体から離して（2.5m以内）設置することができます。また、機械の前面にあるボタンでON・OFFが切り替えられます。
- ・分注・封印部には保護カバーがあるため、衛生的に、また安全性も保障されます。分注する精液は機械右側にセットします。



Our knowledge - Your success

MPP UNO

- ・分注を行いながら分注量を簡単に調節できます。本体左側にある+と-ボタンで徐々に分注時間を増加・減少することができます。粘度の異なった2種の希釈液を使用される場合などに、調節なしですぐに切り換えができる、分注量切り換えボタンも付いています。
- ・吸引圧力は、センサーによって測定した数値が画面に表示されます。画面と一体型のボタンで簡単に調節できます。
- ・ミニチューブ独自のH-クロスデザインのストローシーリングにより、封印部のストロー幅が広がることなく封印されるので、ストローをカウントする際や、ゴブレットに収納する際に最適な形状です。
- ・ノズルはマグネット式で固定されるので、交換が素早く簡単に行えます。
- ・掃除も手早く、簡単です。

：製品仕様

- ・処理能力：4,325本まで/1時間、毎秒約1本
- ・本体の大きさ：370 x 460 x 320 mm（幅 x 奥行 x 高さ）
- ・ウルトラサウンドジェネレーター：300 x 440 x 130（幅 x 奥行 x 高さ）
- ・電源：110V / 60Hz もしくは 230V / 50Hz 、アース付属

MPP ウノ

REF. : [13017/0000](#)



：アクセサリ

交換用ストローホッパー	REF. : 13017/0005
フィリングノズル 0.25 cc	REF. : 13017/0012
サクシオンノズル 0.25 cc	REF. : 13017/0022
フィリングノズル 0.5 cc	REF. : 13017/0017
サクシオンノズル 0.5 cc	REF. : 13017/0027
ワッシャー 5000個/袋	REF. : 13021/3000
フィリングチューブ 100本/袋	REF. : 13021/3800

輸入代理店

日本家畜貿易株式会社

〒089-1247 北海道帯広市昭和町東5線113番地

TEL 0155-64-5735

FAX 0155-64-5736

<http://www.jlt.ne.jp>



Our knowledge - Your success

